


## Phospho-Histone H3-S10/T11 Lapin Pab - Q16695 / P68431

Numéro d'article: CM0001434



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique au phosphate détectant l'Histone H3 phosphorylée sur Ser10 et Thr11. Validé pour WB, WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat et une large gamme prédite. Convient aux études sur la dynamique de la chromatine et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Phospho-Histone H3-S10/T11 Lapin pAb                                                                              |
| Remarques/Alias      | H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Phospho-Histone H3-S10/T11         |
| Espèce               | Humain                                                                                                            |
| GeneID (humain)      | H3                                                                                                                |
| GeneID               | 8290/8350                                                                                                         |
| Immunogène           | Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de S10 & T11 de l'Histone H3 humaine (NP_003520.1). |
| Source               | Lapin                                                                                                             |
| Catégorie            | Anticorps phosphorylés                                                                                            |
| Application          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                          |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat, Autre (Large gamme prédite)                                                                  |
| SWISS                | Q16695/P68431                                                                                                     |
| Poids de la protéine | 15kDa                                                                                                             |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                      |