


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Histone H3 Phosphorylée (Ser28) Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q16695 / P68431

Numéro d'article: CM0001437



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la phosphorylation ciblant l'Histone H3 phosphorylée au niveau de Ser28, adapté pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte la H3 humaine, murine et de rat avec une large réactivité croisée prédite. Idéal pour la recherche sur la chromatine, le cycle cellulaire et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin anti-Histone H3 Phosphorylée-S28
Remarques/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Histone H3 Phosphorylée-S28
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	H3
ID de Gène	8290/8350
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour du résidu S28 de l'Histone H3 humaine (NP_003520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large Gamme Prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids Protéique	15 kDa
Expédition	Sac de glace