


Pab De Lapin Anti-Phospho-Histone H3-T11 - Q16695 / P68431

Numéro d'article: CM0001030



Introduction

pAb de lapin anti-Phospho-Histone H3-T11 (Q16695/P68431) pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Haute spécificité pour l'homme, la souris, le rat, avec une réactivité large prévue. Validé pour la détection de l'histone H3 phosphorylée au niveau de Thr11 dans les cellules testiculaires et autres types cellulaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Phospho-Histone H3-T11
Remarques / Alias	H3/A ; H3C2 ; H3C3 ; H3C4 ; H3C6 ; H3C7 ; H3C8 ; H3FA ; H3C10 ; H3C11 ; H3C12 ; HIST1H3A ; Phospho-Histone H3-T11
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (Humain)	H3
Identifiant du gène	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de T11 de l'HIST1H3B humain (NP_003520.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (large spectre prévu)
SWISS	Q16695/P68431
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace