


Phospho-Histone H3-T3 Lapin Pab Pour Wb, Elisa - Q16695 / P68431

Numéro d'article: CM0000899



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant l'Histone H3 phosphorylée sur la Thr-3. Validé pour WB et ELISA, il détecte l'H3 humaine, murine et de rat avec une large réactivité croisée prédite. Idéal pour la recherche sur la chromatine et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Histone H3-T3 Lapin pAb
Remarques/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Phospho-Histone H3-T3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide phosphorylé synthétique autour de la T3 de l'HIST1H3A humaine (NP_003520.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large spectre prédit)
SWISS	Q16695/P68431
Poids protéique	15kDa
Expédition	Sac de glace