


Phospho-Histone H3-T32 Pab De Lapin Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q16695 / P68431

Numéro d'article: CM0000649



Introduction

Le Phospho-Histone H3-T32 pAb de lapin (AP0897) est un anticorps polyclonal de lapin validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible la Thr32 phosphorylée de l'histone H3. Idéal pour la recherche sur la chromatine et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Histone H3-T32 pAb de lapin
Remarques / Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Phospho-Histone H3-T32
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (large gamme prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace