


Pab De Lapin Phospho-Histone H4-S1 Pour Wb, Elisa - P62805

Numéro d'article: CM0001131



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-Histone H4-S1 validé pour WB et ELISA. Reconnaît l'humain, la souris, le rat et d'autres espèces. Adapté aux études sur la chromatine et les modifications des histones.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin Phospho-Histone H4-S1
Remarques / Alias	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A; Phospho-Histone H4-S1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	H4
GeneID	8359
Immunogène	Peptide synthétique Peptide phosphorylé synthétique autour de S1 de l'Histone H4 humain (NP_003529.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (large spectre prédit)
SWISS	P62805
Poids de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac isotherme