


Phospho-Hsf1-S326 Lapin Pab Pour Wb, Elisa - Q00613

Numéro d'article: CM0001873



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le HSF1 humain phosphorylé sur la sérine 326. Convient pour les applications de western blot et ELISA dans la recherche sur la réponse au choc thermique, la régulation de la transcription et le stress. Détecte une bande de 57 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-HSF1-S326 Lapin pAb
Remarques/Alias	HSTF1; Phospho-HSF1-S326
Espèce	Humain
GeneID	3297
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S326 du HSF1 humain (NP_005517.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q00613
Poids de la protéine	57kDa
Expédition	Sac de glace