


Phospho-Hsp27/Hspb1-S15 Anticorps Monoclonal De Lapin - P04792

Numéro d'article: CM0001014



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique ciblant HSP27/HSPB1 sur Ser15. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Adapté aux échantillons humains, détecte une protéine de 23 kDa. Idéal pour les études sur la réponse au stress et les chaperons.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-HSP27/HSPB1-S15 Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; Phospho-HSP27/HSPB1-S15
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3315
GeneID	3315
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide phosphorylé synthétique autour de S15 de la HSP27/HSPB1 humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P04792
Poids moléculaire de la protéine	23kDa
Expédition	Sac de glace