


Acquisition Monoclonal Phospho-Spécifique De Lapin Anti-Phospho-Hsp27/Hspb1-S82 Pour Wb Et Elisa - P04792

Numéro d'article: CM0001766



Introduction

Acquisition monoclonal phospho-spécifique de lapin dirigée contre HSP27/HSPB1 humaine (Ser82). Validée pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec l'homme et le rat. Idéale pour la recherche sur la réponse au stress, la fonction de chaperonne et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Acquisition monoclonal de lapin anti-Phospho-HSP27/HSPB1-S82
Remarques / Alias	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; Phospho-HSP27/HSPB1-S82
Espèce	Humain
Identifiant du gène	3315
Immunogène	Peptide synthétique : peptide phosphorylé synthétique correspondant à la région S82 de HSP27/HSPB1 humaine (P04792).
Origine	Lapin
Catégorie	Acquisitions dirigées contre des protéines phosphorylées
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P04792
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace