


Pab Lapin Phospho-Hsp27/Hspb1-S82 - P04792

Numéro d'article: CM0000434



Introduction

Le pAb lapin Phospho-HSP27/HSPB1-S82 détecte le HSP27 phosphorylé endogène au niveau du Ser82. Validé pour Western blot, IHC-P, IP et ELISA. Idéal pour la recherche sur la réponse au stress, l'activité chaperonne et les maladies neurodégénératives.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb lapin Phospho-HSP27/HSPB1-S82
Remarques / Alias	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; Phospho-HSP27/HSPB1-S82
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3315
GeneID	3315
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour du S82 de HSP27/HSPB1 humain (NP_001531.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P04792
Poids protéique	23kDa
Expédition	Sac isotherme