

Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Igf1R-Y1161 Pour Wb Et Elisa - P08069

Numéro d'article: CM0000943



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-IGF1R-Y1161 pour WB et ELISA. Réactivité : humain, souris, rat. Cible la tyrosine 1161 phosphorylée de l'IGF1R, un récepteur tyrosine kinase régulant la croissance cellulaire et la transformation tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-IGF1R-Y1161 Rabbit pAb
Remarques / Alias	IGFR ; CD221 ; IGFR ; JTK13 ; Phospho-IGF1R-Y1161
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3480
GeneID	3480
Immunogène	Peptide synthétique : peptide phosphorylé synthétique autour de la Y1161 de l'IGF1R humain (NP_000866.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08069
Poids de la protéine	155kDa
Expédition	Sac de glace