

Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Igf1R-Y1165/1166/Insr-Y1189/1190 - P08069 / P06213

Numéro d'article: CM0000541



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la phosphorylation reconnaissant les formes activées de l'IGF1R (Y1165/Y1166) et de l'INSR (Y1189/Y1190). Adapté pour le WB et l'ELISA avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation de croissance et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin Phospho-IGF1R-Y1165/1166/INSR-Y1189/1190
Remarques/Alias	IGF1R/INSR ; Phospho-IGF1R-Y1165/1166/INSR-Y1189/1190
Espèce	Humain
Identifiant du gène	3480 (IGF1R), 3643 (INSR)
Immunogène	Un peptide synthétique phosphorylé autour de Y1165 & Y1166 de l'IGF1R humain (NP_000866.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08069, P06213
Poids moléculaire de la protéine	154kDa/155kDa/156kDa
Expédition	Sac de glace