

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Ikba-S36 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P25963

Numéro d'article: CM0001520



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique dirigé contre IkB α (Ser36). Adapté pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Validé pour la recherche sur la voie de signalisation NF- κ B et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Phospho-IkBa-S36
Remarques/Alias	IKBA ; MAD-3 ; NFKBI ; EDAID2 ; Phospho-IkBa-S36
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4792
ID de gène	4792
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de la position S36 de l'IkBa humain (P25963).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P25963
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace