

Pab De Lapin Phospho-Ikb α -Y42 Pour Wb - P25963

Numéro d'article: CM0001033



Introduction

Le pAb de lapin Phospho-Ikb α -Y42 détecte spécifiquement l'inhibiteur alpha de NF-kappa-B humain phosphorylé sur la tyrosine 42 par Western blot. Idéal pour l'étude de la signalisation NF-kB, de la réponse immunitaire et de l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAb de lapin Phospho-Ikb α -Y42
Remarques / Alias	IKBA; MAD-3; NFKBI; EDAID2; Phospho-Ikb α -Y42
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4792
GeneID	4792
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique correspondant aux résidus autour de Y42 de l'Ikb α humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P25963
Poids de la protéine	36kDa
Expédition	Sac de glace