


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Ikky (S376) Pour Wb, Elisa - Q9Y6K9

Numéro d'article: CM0001683



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique du phospho-site ciblant IKKγ phosphorylé sur Ser376, validé pour le Western blot et l'ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la signalisation NF-κB et des voies de réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Nom du Produit	Anticorps pAb de Lapin anti-Phospho-IKKγ-S376
Remarques/Alias	IP; IP1; IP2; FIP3; IKKG; IPD2; NEMO; FIP-3; Fip3p; IMD33; SAIDX; AMCBX1; EDAID1; IKKAP1; ZC2HC9; IKK-gamma; Phospho-IKKγ-S376
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	8517
ID de Gène	8517
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S376 de l'IKKγ humain (NP_003630.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y6K9
Poids Protéique	48 kDa/56 kDa/37 kDa
Expédition	Sac de glace