

Pab De Lapin Anti-Phospho-Insr-Y1146/Igf1R-Y1131 Pour Wb, Elisa - P06213 / P08069

Numéro d'article: CM0001126



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin reconnaît spécifiquement l'INSR phosphorylé (Y1146) et l'IGF1R phosphorylé (Y1131) dans des échantillons humains. Validé pour Western blot et ELISA, c'est un outil essentiel pour la recherche sur la signalisation insuline/IGF et le développement de dispositifs de diagnostic in vitro.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Phospho-INSR-Y1146/IGF1R-Y1131
Remarques / Alias	INSR/IGF1R; Phospho-INSR-Y1146/IGF1R-Y1131
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3480/3643
GeneID	3643/3480
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y1146 d'IGF1R/INSR humain (NP_000199.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P06213/P08069
Poids de la protéine	155 kDa
Expédition	Sac de glace