

Phospho-Insr-Y1189/Y1190 + Igf1R-Y1165/Y1166 Pac Lapin Pour Wb, Elisa - P08069/P06213

Numéro d'article: CM0000855



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin détectant les sites de double phosphorylation Y1189/Y1190 sur INSR et Y1165/Y1166 sur IGF1R. Validé pour WB et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude des voies de signalisation de l'insuline/IGF-1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-INSR-Y1189/Y1190 + IGF1R-Y1165/Y1166 pAc Lapin
Remarques/Alias	IGF1R/INSR; Phospho-INSR-Y1189/Y1190 + IGF1R-Y1165/Y1166
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3480/3643
GeneID	3480/3643
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y1165 & Y1166 de l'IGF1R/INSR humain (NP_000199.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08069/P06213
Poids de la protéine	154kDa/155kDa/156kDa
Expédition	Sac de glace