


Phospho-Irak4-Ser346 Rabbit Mab Pour Wb, Elisa - Q9Nwz3

Numéro d'article: CM0001395



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique du phospho-site dirigé contre l'IRAK4 phosphorylé sur la Ser346. Validé pour WB et ELISA, réagit avec l'IRAK4 humain (Q9NWZ3), une kinase clé de la signalisation immunitaire innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-IRAK4-Ser346 Rabbit mAb
Remarques/Alias	IPD1; IMD67; REN64; IRAK-4; NY-REN-64
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	51135
ID de gène	51135
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide phosphorylé synthétique autour de la Ser346 de l'IRAK4 humain (NP_057207.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NWZ3
Poids de la protéine	52kDa
Expédition	Sac de glace