

Anticorps Monoclonal De Lapin Phospho-Ire1-S724 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75460

Numéro d'article: CM0001061



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique ciblant IRE1 (ERN1) phosphorylé au niveau de Ser724. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Outil fiable pour l'étude du stress du réticulum endoplasmique et des voies UPR dans des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-IRE1-S724 Rabbit mAb
Remarques / Alias	IRE1; IRE1P; IRE1a; hIRE1p; Phospho-IRE1-S724
Espèce	Humain, Souris, Rat
ID du gène (Humain)	2081
ID du gène	2081
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour de S724 de l'IRE1 humain (NP_001424.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75460
Poids de la protéine	110 kDa
Expédition	Sac de glace