


## Phospho-Ire1-S724 Lapin Pab - O75460

Numéro d'article: CM0001877



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant phospho-IRE1 (S724) pour les applications WB, IHC-P, ELISA. Validé sur humain, souris, rat. Outil clé pour l'étude du stress du RE et des voies de réponse aux protéines mal repliées.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | Phospho-IRE1-S724 Lapin pAb                                                                    |
| Remarques/Alias    | IRE1; IRE1P; IRE1a; hIRE1p; Phospho-IRE1-S724                                                  |
| Espèce             | Humain                                                                                         |
| GeneID (Humain)    | 2081                                                                                           |
| GeneID             | 2081                                                                                           |
| Immunogène         | Un peptide phosphorylé synthétique autour de la position S724 de l'IRE1α humaine (NP_001424.3) |
| Source             | Lapin                                                                                          |
| Catégorie          | Anticorps phosphorylés                                                                         |
| Application        | WB, IHC-P, ELISA                                                                               |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                            |
| SWISS              | O75460                                                                                         |
| Poids moléculaire  | 110 kDa                                                                                        |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                   |