

Phospho-Irf3-S386 Lapin Pab Pour Wb Et Elisa - Q14653

Numéro d'article: CM0001275



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'IRF3 phosphorylé en S386, validé pour les applications WB et ELISA. Réagit avec l'IRF3 humain, de souris et de rat. Convient pour l'étude de la signalisation de l'interféron et des voies de l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-IRF3-S386 Lapin pAb
Remarques/Alias	IIAE7; Phospho-IRF3-S386
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3661
GeneID	3661
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour du S386 de l'IRF3 humain (NP_001562.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14653
Poids de la protéine	47kDa
Expédition	Sac de glace