

Pab De Lapin Phospho-Irs1-S307 (Spécifique À L'homme) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P35568

Numéro d'article: CM0001499



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant IRS1 pS307 (spécifique à l'homme), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation de l'insuline, les maladies métaboliques et le développement de tests de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin Phospho-IRS1-S307 (Spécifique à l'homme)
Remarques / Alias	HIRS-1 ; Phospho-IRS1-S307 (Spécifique à l'homme)
Espèce	Humain
GeneID	3667
Immunogène	Peptide synthétique Peptide phosphorylé synthétique autour du site S307 de l'IRS1 humain (NP_005535.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35568
Poids de la protéine	132 kDa
Expédition	Sac de glace