

Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Irs1-S312 Pour Western Blot - P35568

Numéro d'article: CM0001213



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant l'IRS1 humain sur la sérine 312. Validé pour le Western blot avec réactivité croisée avec la souris et le rat, adapté aux études de signalisation de l'insuline et du métabolisme. - P35568

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-IRS1-S312 pAb de lapin
Remarques/Alias	HIRS-1 ; Phospho-IRS1-S312
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3667
Identifiant du gène	3667
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide phospho-spécifique correspondant aux résidus entourant la S312 de l'IRS1 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35568
Poids moléculaire de la protéine	132 kDa
Expédition	Sac de glace