

Ac M Rabbit Anti-Phospho-Irs1-S612/S636 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P35568

Numéro d'article: CM0000749



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Phospho-IRS1-S612/S636 validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec IRS1 humain et souris. Outil clé pour l'étude de la signalisation de l'insuline et des troubles métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac m Rabbit anti-Phospho-IRS1-S612/S636
Remarques/Alias	HIRS-1; Phospho-IRS1-S612/S636
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3667
GeneID	3667
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S616 de l'IRS1 humain (NP_005535.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P35568
Poids de la protéine	132kDa
Expédition	Sac de glace