

## Pab De Lapin Anti-Phospho-Irs1-S636/639 Pour Wb, Elisa - P35568

Numéro d'article: CM0001602



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant l'IRS1 phosphorylé sur les résidus Ser636 et Ser639. Validé pour le Western blot et l'ELISA sur échantillons humains. Explorez la recherche sur la signalisation de l'insuline et le diabète avec cet anticorps de haute qualité.

[En savoir plus](#)

| Nom du produit                          | Remarques / Alias              | Espèce | GeneID (Humain) | GeneID | Immunogène                                                                                                                      | Source | Catégorie              | Applications | Réactivité croisée | SWISS  | Poids de la protéine | Expédition         |
|-----------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------|--------------------|--------|----------------------|--------------------|
| pAb de lapin anti-Phospho-IRS1-S636/639 | HIRS-1 ; Phospho-IRS1-S636/639 | Humain | 3667            | 3667   | Peptide synthétique : peptide phosphorylé synthétique correspondant à la région de S636 et S639 de l'IRS1 humain (NP_005535.1). | Lapin  | Anticorps phosphorylés | WB, ELISA    | Humain             | P35568 | 132 kDa              | Sachet réfrigérant |