

Phospho-Jak2-Y1007/1008 Anticorps Monoclonal De Lapin Pour Wb, Elisa - O60674

Numéro d'article: CM0001440



Introduction

L'anticorps monoclonal de lapin Phospho-JAK2-Y1007/1008 détecte spécifiquement la JAK2 humaine phosphorylée au niveau de Y1007/Y1008. Validé pour WB et ELISA, il est idéal pour étudier la signalisation JAK-STAT dans la recherche sur le cancer et l'immunité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin Phospho-JAK2-Y1007/1008
Remarques/Alias	JTK10
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3717
GeneID	3717
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y1007 & Y1008 de la JAK2 humaine (NP_001309123.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O60674
Poids protéique	131kDa
Expédition	Sac de glace