

Phospho-Jak2-Y1008 Pac Lapin Pour Wb, Elisa - O60674

Numéro d'article: CM0001758



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-JAK2-Y1008 validé pour WB et ELISA. Détecte le JAK2 humain phosphorylé sur Tyr1008, un site critique d'activation dans la signalisation des cytokines et la régulation de la chromatine. Idéal pour la recherche IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-JAK2-Y1008 pAc Lapin
Remarques/Alias	JTK10; Phospho-JAK2-Y1008
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3717
GeneID	3717
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y1008 du Phospho-JAK2-Y1008 humain (NP_004963.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O60674
Poids de la protéine	131kDa
Expédition	Sac de glace