

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Jak2-Y221 Pour Wb Et Elisa - O60674

Numéro d'article: CM0000913



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-JAK2-Y221 détecte la protéine JAK2 phosphorylée endogène au niveau de la tyrosine 221 chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les applications WB et ELISA dans les études de signalisation JAK/STAT.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-JAK2-Y221
Remarques/Alias	JTK10; Phospho-JAK2-Y221
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3717
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de la position Y221 de la JAK2 humaine (NP_004963.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60674
Poids de la protéine	131 kDa
Expédition	Sac de glace