

Phospho-Jnk1-T183/Y185 + Jnk2-T183/Y185 + Jnk3-T221/Y223 Lapin Pab - P45983 / P45984 / P53779

Numéro d'article: CM0000687



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant les sites d'activation de JNK1/2/3, validé pour Western blot et ELISA. Conçu pour la recherche sur l'humain et la souris dans la signalisation du stress et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-JNK1-T183/Y185 + JNK2-T183/Y185 + JNK3-T221/Y223 Lapin pAb
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5599/5601/5602
GeneID	5599/5601/5602
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de T183 & Y185 de JNK1/2/3MAPK8 humain (NP_620637.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P45983/P45984/P53779
Poids protéique	35kDa/44kDa/48kDa/27kDa/52kDa
Expédition	Sac de glace