

Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Junb-S259 Pour Wb - P17275

Numéro d'article: CM0001470

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-JunB-S259 validé pour le western blot (WB) chez l'homme, la souris, le rat. Détecte le facteur de transcription JunB phosphorylé sur la sérine 259, idéal pour la recherche sur la voie de signalisation AP-1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Anticorps Polyclonal de Lapin Phospho-JunB-S259
Remarques/Alias	AP-1 ; Phospho-JunB-S259
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	3726
ID du Gène	3726
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide phospho-spécifique correspondant aux résidus entourant la S259 du Phospho-JunB-S259 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17275
Poids Moléculaire Protéique	36kDa
Expédition	Sac de glace