

Phospho-Lamine A/C-S22 Pab De Lapin Pour Wb, Ip, Elisa - P02545

Numéro d'article: CM0001075



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la lamine A/C phosphorylée au niveau de la sérine 22. Validé pour WB, IP, ELISA sur échantillons humains et de rat. Idéal pour les études sur la lamina nucléaire et l'organisation de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Lamine A/C-S22 pAb de lapin
Remarques / Alias	FPL; IDC; LFP; CDDC; EMD2; FPLD; HGPS; LDP1; LMN1; LMNC; MADA; PRO1; CDCD1; CMD1A; FPLD2; LMNL1; CMT2B1; LGMD1B; Phospho-Lamine A/C-S22
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4000
GeneID	4000
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P02545
Poids de la protéine	74kDa
Expédition	Sac de glace