


Ac Pab De Lapin Anti-Phospho-Lats1-S909/Lats2-S872 - 095835 / Q9Nrm7

Numéro d'article: CM0000703



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la phosphorylation reconnaissant LATS1 (S909) et LATS2 (S872) pour les applications WB et ELISA. Convient aux échantillons humains ; cible des suppresseurs de tumeurs clés de la voie Hippo.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	phospho-LATS1-S909/LATS2-S872 Ac pAb de lapin
Remarques/Alias	LATS1; WARTS; wts; phospho-LATS1-S909/LATS2-S872
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9113/26524
GeneID	9113/26524
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour du S909 de LATS1 humain (NP_004681.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	095835/Q9NRM7
Poids de la protéine	76kDa/126kDa
Expédition	Sac de glace