


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Lats1-T1079+Lats2-T1041 - O95835 / Q9Nrm7

Numéro d'article: CM0001759



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin reconnaissant la LATS1 phosphorylée (T1079) et la LATS2 phosphorylée (T1041). Idéal pour les études de signalisation Hippo via WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Validé sur des échantillons humains, murins et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-phospho-LATS1-T1079+LATS2-T1041
Remarques/Alias	LATS1 ; WARTS ; wts ; phospho-LATS1-T1079+LATS2-T1041
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9113/26524
GeneID	9113/26524
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide phosphorylé synthétique autour de T1079 et T1041 de la LATS1/LATS2 humaine (NP_004681.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95835/Q9NRM7
Poids moléculaire de la protéine	76 kDa / 126 kDa
Expédition	Sac de glace