


Phospho-Lck-Y394 Lapin Pab - P06239

Numéro d'article: CM0001510



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin détectant la LCK phosphorylée en Tyr394 chez l'homme et la souris. Convient pour WB, IF/ICC, ELISA dans les études de signalisation du récepteur des cellules T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-LCK-Y394 Lapin pAb
Remarques/Alias	LSK; YT16; IMD22; p56lck; pp58lck; Phospho-LCK-Y394
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3932
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de la position Y394 de la LCK humaine (NP_005347.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P06239
Poids de la protéine	58kDa
Expédition	Sac de glace