


Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Lck-Y505 Pour Wb, Ip, Elisa - P06239

Numéro d'article: CM0000804



Introduction

Détecte la Lck humaine phosphorylée au niveau du résidu Y505. Adapté pour WB, IP, ELISA. Idéal pour l'étude de la signalisation des lymphocytes T, la régulation de Lck et la recherche sur la fonction immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Lck-Y505 Rabbit pAb
Remarques/Alias	LSK; YT16; IMD22; p56lck; pp58lck; Phospho-Lck-Y505
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	3932
GeneID	3932
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour du résidu Y505 de la Lck humaine (NP_001036236.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P06239
Poids de la protéine	58 kDa
Expédition	Sac de glace