


Phospho-Lcp2-Y145 Lapin Pab Pour Wb, Elisa - Q13094

Numéro d'article: CM0000732



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant le LCP2 humain en Y145. Validé pour WB et ELISA ; reconnaît l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur la signalisation du récepteur des cellules T et l'immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-LCP2-Y145 Lapin pAb
Remarques/Alias	IMD81; SLP76; SLP-76; Phospho-LCP2-Y145
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3937
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y145 du LCP2 humain (NP_005556.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13094
Poids de la protéine	60kDa
Expédition	Sac de glace