


Mab De Lapin Anti-Phospho-Lyn-Y397 - P07948

Numéro d'article: CM0000445



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique dirigé contre Lyn (Tyr397) pour WB et ELISA. Réaction croisée avec la souris. Idéal pour l'étude de l'activation de la kinase Lyn dans la réponse immunitaire, l'hématopoïèse et la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Phospho-Lyn-Y397
Remarques / Alias	JTK8; p53Lyn; p56Lyn; Phospho-Lyn-Y396
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4067
GeneID	4067
Immunogène	Peptide synthétique Peptide phosphorylé synthétique autour de Y396 de la protéine Lyn humaine (P07948).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P07948
Poids de la protéine	56kDa/59kDa
Expédition	Sac de glace