

Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Map2K1-S217/Map2K2-S221 Pour Wb, Elisa - Q02750 / P36507

Numéro d'article: CM0001753



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique détectant MAP2K1 (phospho S217) et MAP2K2 (phospho S221). Convient pour WB et ELISA sur échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de l'activation de la cascade de signalisation MAPK/ERK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-MAP2K1-S217/MAP2K2-S221 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MEK1/MEK2 ; Phospho-MAP2K1-S217/MAP2K2-S221
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5604/5605
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour de S217 et S221 de MAP2K1/MAP2K2 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q02750/P36507
Poids de la protéine	40kDa/43kDa/44kDa
Expédition	Sac de glace