

Pab De Lapin Phospho-Map2K3-S189 + Map2K6-S207 Pour Wb, Elisa - P46734 / P52564

Numéro d'article: CM0000457

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant la S189 phosphorylée de MAP2K3 et la S207 de MAP2K6, validé pour Western blot et ELISA sur échantillons humains et souris. Idéal pour l'étude de la signalisation des MAP kinases activées par le stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin Phospho-MAP2K3-S189 + MAP2K6-S207
Remarques / Alias	MEK3; MKK3; MAPKK3; PRKMK3; SAPKK2; SAPKK-2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5606/5608
GeneID	5606/5608
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S207 de MAP2K3/MAP2K6 humain (NP_002747.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P46734/P52564
Expédition	Sac de glace