


Pab Lapin Phospho-Map2K4-S257 Pour Western Blot Et Elisa - P45985

Numéro d'article: CM0001736



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre MAP2K4 phosphorylé sur la sérine 257. Adapté pour WB et ELISA ; réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Outil clé pour l'étude de la signalisation des kinases de stress, de l'apoptose et de l'homéostasie immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb lapin Phospho-MAP2K4-S257
Remarques / Alias	JNKK ; MEK4 ; MKK4 ; SEK1 ; SKK1 ; JNKK1 ; SERK1 ; MAPKK4 ; PRKMK4 ; SAPKK1 ; SAPKK-1 ; Phospho-MAP2K4-S257
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6416
Identifiant du gène	6416
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide phosphorylé synthétique correspondant à la région S257 de MAP2K4 humaine (NP_003001.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P45985
Poids protéique	44 kDa
Expédition	Sachet de glace