


Pab De Lapin Anti-Phospho-Map2K4-T261 - P45985

Numéro d'article: CM0000940



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre Phospho-MAP2K4 (Thr261) pour WB et ELISA. Détecte la MAP2K4 humaine, murine et de rat. Adapté à l'étude des voies de signalisation JNK et p38 activées par le stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Phospho-MAP2K4-T261
Remarques / Alias	JNKK; MEK4; MKK4; SEK1; SKK1; JNKK1; SERK1; MAPKK4; PRKMK4; SAPKK1; SAPKK-1; Phospho-MAP2K4-T261
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6416
GeneID	6416
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P45985
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace