

Phospho-Map2K6-S207/Map2K3-S189 Lapin Pab Pour Wb - P46734 / P52564

Numéro d'article: CM0000470

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique reconnaissant MAP2K6 (Ser207) et MAP2K3 (Ser189). Validé pour Western blot et ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour étudier la signalisation des MAP kinases activées par le stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Phospho-MAP2K6-S207/MAP2K3-S189 Lapin pAb
Remarques/Alias	MAP2K3/MAP2K6 ; Phospho-MAP2K6-S207/MAP2K3-S189
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	5606 (MAP2K6) / 5608 (MAP2K3)
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P46734 / P52564
Poids protéique	36kDa / 39kDa / 31kDa / 37kDa
Expédition	Sac de glace