

Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Map3K5 (Ask1/Mekk5) S967 Pour Wb Et Elisa - Q99683

Numéro d'article: CM0001714



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant la MAP3K5 (ASK1/MEKK5) humaine phosphorylée sur S967, validé pour les applications WB et ELISA. Utile pour l'étude de l'apoptose, des réponses au stress et de l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Anticorps Polyclonal de Lapin Phospho-MAP3K5-S967
Remarques/Alias	ASK1 ; MEKK5 ; MAPKKK5 ; Phospho-MAP3K5-S967
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4217
GeneID	4217
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phospho-spécifique correspondant aux résidus entourant S967 de la MAP3K5 humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q99683
Poids Moléculaire de la Protéine	155 kDa
Expédition	Sac de glace