

Phospho-Map3K5-S83 Lapin Pab Pour Wb, Elisa - Q99683

Numéro d'article: CM0001243



Introduction

Phospho-MAP3K5-S83 Lapin pAb de haute spécificité validé pour Western blot (WB) et ELISA. Cible la MAP3K5 (ASK1) phosphorylée sur la sérine 83 chez l'humain. Essentiel pour étudier l'apoptose, la réponse au stress et les voies de signalisation MAPK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-MAP3K5-S83 Lapin pAb
Remarques/Alias	ASK1, MEKK5, MAPKKK5, Phospho-MAP3K5-S83
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4217
GeneID	4217
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S83 de la MAP3K5 humaine (NP_005914.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q99683
Poids protéique	155kDa
Expédition	Sac de glace