

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Marcks-S162 Pour Wb, Elisa - P29966

Numéro d'article: CM0001025

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique pour MARCKS phosphorylé (Ser162). Validé pour WB et ELISA, réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation PKC, de la dynamique du cytosquelette et de la recherche sur l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin anti-Phospho-MARCKS-S162
Remarques/Alias	MACS; 80K-L; PKCSL; PRKCSL; Phospho-MARCKS-S162
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4082
GeneID	4082
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide spécifique de phosphorylation correspondant aux résidus entourant le S162 du MARCKS humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P29966
Poids Protéique	32kDa
Expédition	Sac de glace