


Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Max-S11 Pour Wb, Elisa - P61244

Numéro d'article: CM0001367



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Phospho-MAX-S11, validé pour WB et ELISA. Spécifique de la MAX humaine phosphorylée sur la sérine 11. Idéal pour étudier la régulation transcriptionnelle MYC/MAX/MAD et le remodelage de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Anticorps pAb de Lapin Phospho-MAX-S11
Remarques/Alias	bHLHd4 ; Phospho-MAX-S11
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4149
GeneID	4149
Immunogène	Peptide synthétique ; Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S11 de la MAX humaine (NP_002373.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P61244
Poids Moléculaire Protéique	18 kDa
Expédition	Sac de glace