


## Phospho-Mcl1-T163 Rabbit Pab Pour Wb, Elisa - Q07820

Numéro d'article: CM0001711



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique du phospho ciblant MCL1 phosphorylé en T163. Validé pour WB et ELISA, réagit avec le MCL1 humain et souris. Idéal pour la recherche sur l'apoptose et la leucémie.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Phospho-MCL1-T163 Rabbit pAb                                                                        |
| Remarques/Alias      | TM; EAT; MCL1L; MCL1S; Mcl-1; BCL2L3; MCL1-ES; bcl2-L-3; mcl1/EAT; Phospho-MCL1-T163                |
| Espèce               | Humain                                                                                              |
| GeneID (humain)      | 4170                                                                                                |
| GeneID               | 4170                                                                                                |
| Immunogène           | Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de T163 du MCL1 humain (NP_068779.1). |
| Source               | Lapin                                                                                               |
| Catégorie            | Anticorps phosphorylés                                                                              |
| Application          | WB, ELISA                                                                                           |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris                                                                                      |
| SWISS                | Q07820                                                                                              |
| Poids de la protéine | 37kDa                                                                                               |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                        |