


Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Mcm2-S139 Pour Wb, Elisa - P49736

Numéro d'article: CM0001331



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Phospho-MCM2-S139 validé pour WB, ELISA, réagit avec le MCM2 humain phosphorylé sur Ser139. Idéal pour la recherche sur la réplication de l'ADN et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-MCM2-S139 Lapin pAb
Remarques/Alias	BM28; CCNL1; CDCL1; cdc19; DFNA70; D3S3194; MITOTIN; Phospho-MCM2-S139
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4171
GeneID	4171
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de S139 du MCM2 humain (NP_004517.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P49736
Poids Protéique	102kDa
Expédition	Sac de glace