

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Mdm2-S166 Pour Ihc-P Et Elisa - Q00987

Numéro d'article: CM0001665



Introduction

L'anticorps monoclonal de lapin anti-Phospho-MDM2-S166 détecte spécifiquement la MDM2 humaine phosphorylée sur la sérine 166. Validé en IHC-P et ELISA ; présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Soutient la recherche sur l'axe p53-MDM2 et la régulation de l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Phospho-MDM2-S166
Remarques/Alias	HDMX ; LSKB ; hdm2 ; ACTFS ; Phospho-MDM2-S166
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4193
Identifiant du gène	4193
Immunogène	Peptide synthétique phospho : un peptide synthétique phospho correspondant aux résidus entourant la S166 de la MDM2 humaine.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q00987
Poids moléculaire de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace