

Pab De Lapin Phospho-Mdm2-S260 Pour Wb, Elisa - Q00987

Numéro d'article: CM0000480



Introduction

Le pAb de lapin Phospho-MDM2-S260 détecte la MDM2 humaine phosphorylée au niveau du S260. Validé pour WB et ELISA. Idéal pour l'étude de l'ubiquitination de p53, de l'apoptose et des voies cancérigènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin Phospho-MDM2-S260
Remarques / Alias	HDMX; LSKB; hdm2; ACTFS; Phospho-MDM2-S260
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4193
GeneID	4193
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour du S260 de la MDM2 humaine (NP_001354919.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q00987
Poids de la protéine	55kDa
Expédition	Sac de glace